



# HIPPOCAMPE®





## Vipamat en quelques mots

Patrice Faucogney, ancien militaire et mécanicien sur hélicoptère se retrouve paralégique à la suite d'un accident de snowboard. Malgré son handicap, il souhaite reprendre ses activités sportives. Il imagine avec Vincent Leroy son kinésithérapeute un fauteuil permettant d'accéder à la plage et à la baignade. Ensemble, ils créent l'entreprise Vipamat en 2002.

Située en France, l'entreprise Vipamat met au point, fabrique et commercialise une gamme de fauteuils roulants permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux loisirs et de découvrir de nouveaux horizons.



Vipamat spécialiste du fauteuil de loisirs depuis 2002



Vipamat est présent partout dans le monde



2017 : commercialisation de l'Hippocampe Marathon

## “ Notre engagement

être au plus près des utilisateurs pour développer des produits innovants et de qualité. ”



# LOISIRS

## Sommaire

- Hippocampe Plage et Tout-Terrain 4 - 5
- Hippocampe Marathon et Tout-Chemin 6 - 7
- Hippocampe Piscine 8 - 9
- Caractéristiques techniques 10 - 11

Rejoignez-nous !



[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com)



# POUR TOUS

# HIPPOCAMPE®

Plage & Tout-Terrain



## Des loisirs accessibles à tous, partout !

L'Hippocampe Plage & Tout-Terrain vous accompagne dans l'ensemble de vos activités de plein air. **Polyvalent et confortable**, il s'adapte à vos loisirs pour vous faire partager des moments de **détente et de convivialité avec vos proches**.

Grâce à ses nombreuses options de confort et de loisirs, l'Hippocampe devient un véritable atout pour évoluer sur tous les terrains.

Profitez des randonnées à la montagne ou en forêt, des baignades et des promenades sur la neige pour **découvrir de nouveaux horizons !**

### Caractéristiques

Tailles **S M L XL**

Couleurs **● ●**

### Principaux loisirs pratiqués

- Randonnée
- Baignade
- Kayak
- Surf
- Ski
- Voyage
- Plongée

► **Configurez** votre Hippocampe selon vos besoins spécifiques

## OPTIONS POUR VOTRE CONFORT



### Appui-tête réglable

S'adapte à la morphologie de l'utilisateur grâce à ses réglages en hauteur et en profondeur.



### Dossier réglable

Réglable en hauteur et inclinable, il s'ajuste parfaitement à l'utilisateur.



### Accoudoirs réglables et orientables

Amovibles et pivotants, ils facilitent les transferts sur le fauteuil.



### Ceinture ventrale

Optimise le positionnement de l'utilisateur au fond de l'assise.



### Harnais mixte

En néoprène élastique, confortable et résistant à l'eau, il facilite le maintien et le positionnement de l'utilisateur.



### Housse thermique

Confortable et résistante elle protège l'utilisateur du froid et de la pluie.



### Flasques 20"

Elles protègent les mains de l'utilisateur lors des balades.



### Filets de protection

S'adaptent entre l'assise et les accoudoirs ou le capot pour protéger les mains et les pieds de l'utilisateur.



### Freins de parking

Pivotants et inoxydables, ils permettent d'immobiliser le fauteuil en pente et facilitent les transferts.

### ENREGISTRÉ FDA

VIPAMAT assure un niveau de qualité et de performance satisfaisant aux exigences de la FDA et de NF Santé.



## OPTIONS POUR VOS LOISIRS

### Housse de transport



La housse de transport protège votre fauteuil lors de vos déplacements en voiture ou en avion.

### Sac dossier



Le sac dossier permet de transporter vos objets personnels durant vos loisirs.

### Roues ballon



Remplacent les roues doubles et facilitent la poussée du fauteuil sur sable fin pour un utilisateur adulte.

### Ski avant



### Paire de skis arrière



Facilitent vos balades sur la neige, s'adaptent au relief, et évitent l'accumulation de neige sur les roues.

# HIPPOCAMPE<sup>®</sup>

MARATHON<sup>®</sup>  
& Trail



## Le running à la portée de tous

L'Hippocampe Marathon & Tout-Chemin permet de pratiquer **le running en loisirs ou en compétition** et de se balader en duo sur des terrains variés.

Les roues à rayons légères favorisent la prise de vitesse sur l'asphalte, tandis que le design du guidon et ses poignées latérales optimisent la poussée du fauteuil, et facilitent les changements de trajectoires.

Développé en étroite collaboration avec ses utilisateurs et des runners, il a été conçu pour être au plus proche de vos attentes.

### Caractéristiques

Tailles **M L XL**

Couleur **●**

### Principaux loisirs pratiqués

-Trail -Marathon  
-Promenade -Triathlon

## Accessoires inclus



**Accoudoirs réglables et orientables**  
Amovibles et pivotants, ils facilitent les transferts sur le fauteuil.

**Roues 20 pouces**  
Equipées de flasques, elles protègent les mains de l'utilisateur lors d'épreuves sportives.

**Freins à disque**  
Positionnés sur l'axe arrière, ils permettent au pousseur d'optimiser le freinage en pente, et de faciliter l'arrêt immédiat du fauteuil en appuyant sur les poignées de freins de la barre de poussée. Il est également possible de les verrouiller à l'arrêt pour stabiliser le fauteuil lors des transferts en pente.

**Le petit +**  
Gourde et support inclus

CE

## Configurez votre Hippocampe selon vos besoins spécifiques

### OPTIONS POUR VOTRE CONFORT



#### Appui-tête réglable

S'adapte à la morphologie de l'utilisateur grâce à ses réglages en hauteur et en profondeur.



#### Dossier réglable

Réglable en hauteur et inclinable, il s'ajuste parfaitement à l'utilisateur.



#### Filets de protection

S'adaptent entre l'assise et les accoudoirs ou le capot pour protéger les mains et les pieds de l'utilisateur.



#### Ceinture ventrale

Optimise le positionnement de l'utilisateur au fond de l'assise.



#### Harnais mixte

En néoprène élastique, confortable et résistant à l'eau, il facilite le maintien et le positionnement de l'utilisateur.



#### Housse thermique

Confortable et résistante elle protège l'utilisateur du froid et de la pluie.

### OPTIONS POUR VOS LOISIRS



#### Paire de roues Marathon 24 pouces

Equipées de flasques design et légères ces roues 24 pouces favorisent la prise de vitesse sur l'asphalte.



#### Sac dossier

Le sac dossier permet de transporter vos objets personnels durant vos loisirs.



#### Paire de roues trail 24 pouces

Equipées de flasques design ces roues tout-terrain vous permettront d'accéder à des terrains variés en toute sécurité.



#### Housse de transport

La housse de transport protège votre fauteuil lors de vos déplacements en voiture ou en avion.

# HIPPOCAMPE®

Piscine



## Des espaces aquatiques accessibles à tous

L'Hippocampe Piscine **simplifie l'accès des personnes à mobilité réduite aux espaces aquatiques.**

Amphibie, simple d'utilisation et hygiénique, **il accompagne ses utilisateurs du vestiaire jusqu'au bassin** en évitant de multiples transferts.

## L'Hippocampe un atout pour rendre accessible votre complexe aquatique

La natation est la discipline sportive la plus pratiquée par les personnes handicapées, elle permet au plus grand nombre d'utiliser leurs capacités motrices en situation d'apesanteur.

Accessibilité  
Innovant Sécurité  
Inoxydable Hygiène  
Maniabilité



Inclus  
Freins de parking



### Accessibilité

L'Hippocampe permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer librement dans les vestiaires et la douche de la piscine.

Il peut être immergé dans l'eau pour simplifier l'accès au bassin de natation.



### Hygiène et sécurité

Le revêtement de l'assise et du repose-pieds est composé d'une mousse hydrophobe confortable protégeant son utilisateur.

Facile d'entretien, l'Hippocampe peut être rincé et désinfecté après chaque utilisation.

### Certifications

#### ENREGISTRÉ FDA

VIPAMAT assure un niveau de qualité et de performance satisfaisant aux exigences de la FDA et de NF Santé.



## Hippocampe Plage & Tout-Terrain

↔ Données techniques

**Longueur assise-pieds**  
S : 72 cm - M : 82 cm  
L : 92 cm - XL : 105 cm

**Hauteur du dossier**  
De 37 cm à 47 cm

**Largeur d'assise**  
40 cm

**Profondeur d'assise**  
37 cm

**Hauteur assise-sol**  
34 cm

**Largeur intérieure (sans accoudoirs)**  
50 cm

**Longueur totale**  
S : 170 cm - M : 180 cm  
L : 190 cm - XL : 203 cm

**Hauteur totale**  
103 cm

**Largeur totale**  
68 cm

**Longueur totale pliée**  
S : 116 cm - M : 126 cm  
L : 136 cm - XL : 149 cm

**Hauteur totale**  
103 cm

**Largeur totale avec roues ballon**  
100 cm

**Poids**  
Poids sans option : 17 kg  
Poids max utilisateur : 130 kg



Guide des tailles

Taille S : jusqu'à 1m40  
Taille M : de 1m40 à 1m65  
Taille L : de 1m65 à 1m85  
Taille XL : à partir de 1m85

## Hippocampe Piscine

↔ Données techniques

**Longueur assise-pieds**  
72 cm

**Hauteur du dossier**  
37 cm

**Largeur d'assise**  
40 cm

**Profondeur d'assise**  
37 cm

**Hauteur Assise-sol**  
34 cm

**Largeur intérieure**  
50 cm

**Longueur totale**  
137 cm

**Hauteur totale**  
96 cm

**Largeur totale**  
68 cm

**Poids**  
Poids : 11,5 kg  
Poids max utilisateur : 130 kg



## Hippocampe Marathon et Trail

↔ Données techniques

**Longueur assise-pieds**  
M : 82 cm - L : 92 cm  
XL : 105 cm

**Hauteur du dossier**  
De 37 cm à 47 cm

**Largeur d'assise**  
40 cm

**Profondeur d'assise**  
37 cm

**Hauteur assise-sol**  
Roues 20 pouces : 34 cm  
Roues 24 pouces : 40 cm  
Roues trail 24 pouces : 44 cm

**Largeur intérieure (sans accoudoirs)**  
56 cm

**Longueur totale**  
M : 175 cm - L : 185 cm  
XL : 198 cm

**Hauteur totale**  
Roues 20 pouces : 123 cm  
Roues 24 pouces : 135 cm  
Roues trail 24 pouces : 139 cm

**Largeur totale**  
59 cm

**Longueur totale pliée**  
M : 128 cm - L : 138 cm  
XL : 151 cm



Guide des tailles

Taille M : de 1m40 à 1m65  
Taille L : de 1m65 à 1m85  
Taille XL : à partir de 1m85

## Zoom sur les caractéristiques de la gamme Hippocampe

### Données techniques

**Assise** : Mousse hydrophobe confortable (3 cm d'épaisseur) recouverte d'un tissu noir séchant rapidement et évitant les problèmes de peau.

**Châssis** : Inox et aluminium anodisé recouvert d'un gainage en mousse confortable au touché même en cas d'exposition à la chaleur ou au froid.

**Barre de poussée** : Tube aluminium anodisé avec une poignée recouverte de mousse améliorant le confort de l'accompagnateur.

### Certifications

#### ENREGISTRÉ FDA

VIPAMAT assure un niveau de qualité et de performance satisfaisant aux exigences de la FDA et de NF Santé.



EUR

VIPAMAT  
3 Rue Gustave Eiffel  
56270 PLŒMEUR - FRANCE  
Tél.: +33 2 97 86 24 87  
Fax : +33 2 97 86 73 81  
www.vipamat.com  
contact@vipamat.com

USA

VIPAMAT  
2316 Arbor St.  
HOUSTON, TX 77004  
Tél.: 832-516-8125  
Port : 865-385-4350  
contact-usa@vipamat.com

Distribué par :

Rejoignez-nous !



[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com)

